

ЛЛЛ-реактив Endosafe 1,2 мл/флак, 0,125 ЕЭ/мл

Каталожный номер R12012

Производитель Charles River Endosafe, США

РУ ФСЗ 2011/10216 от 28.07.2011

Описание

ЛЛЛ-реактив предназначен для проведения ЛЛЛ-теста методом гель-тромб тест (методы А и В).

Чувствительность реактива указана на этикетке флакона. Каждой серии ЛЛЛ-реактива соответствует серия контрольного стандарта эндотоксина, данное соответствие подтверждается сертификатом анализа, выданным производителем.

Лиофилизированный лизат клеток крови (амебоцитов) мечехвостов рода *Limulus*. Представляет собой белый порошок со специфическим запахом белка. Содержит одно- и двухвалентные катионы и буфер. Обладает большой буферной емкостью, что позволяет проверять испытуемые растворы без дополнительной подготовки образца.

Характеристики

- Чувствительность реактива - 0,125 ЕЭ/мл
- Форма выпуска - во флаконах вместимостью 10 мл содержится количество ЛЛЛ-реактива, необходимое для получения 1,2 мл раствора при разведении
- Условия хранения: - при температуре +2°C - +25°C.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.