

Набор для проведения гель-тромб теста на 300 определений



Описание

Набор предназначен для проведения ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест (методы А и В).

Каждой серии ЛАЛ-реактива соответствует серия контрольного стандарта эндотоксина, данное соответствие подтверждается сертификатом анализа, выданным производителем.

Состав набора:

ЛАЛ-реактив Endosafe КТА 0,03 ЕЭ/мл, 5,2 мл/флак - 6 флаконов

Контрольный стандарт эндотоксина – 10 нг/флак - 1 флакон

Вода для ЛАЛ-теста «Пиротест» 50 мл/флак 6 флаконов

Пробирки «Пиротест» 10x75 мм, 50 шт/упак – 6 упаковок

Пробирки «Пиротест» 13x100 мм, 30 шт/упак – 6 упаковок

Характеристики

- Чувствительность реактива - 0,03 ЕЭ/мл.
- Условия хранения ЛАЛ-реактива и контрольного стандарта эндотоксина: - при температуре +2°C - +25°C.
- Условия хранения воды для ЛАЛ-теста и пробирок – при комнатной температуре.
- Срок годности ЛАЛ-реактива и контрольного стандарта эндотоксина: 3 года с даты изготовления.
- Сроки годности воды для ЛАЛ-теста – 4 года с даты изготовления.
- Срок годности пробирок не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.