

**Положительный контроль для ЛАЛ-реактива Rapid**

Каталожный номер PC200

Производитель Charles River Endosafe, США

**Описание**

Флаконы с положительным контролем для ЛАЛ-реактива Rapid предназначены для постановки положительного контроля при мониторинге содержания бактериальных эндотоксинов в воде для диализа, в растворах для диализа и в образцах, представляющих исследовательский интерес. Флаконы с Положительным Контролем используются для проверки ингибирования реакции, которое может приводить к получению ложноотрицательных результатов.

Флаконы положительного контроля для ЛАЛ-реактива Rapid должны использоваться вместе с флаконами ЛАЛ-реактива Rapid.

**Характеристики**

- Максимальная чувствительность реактива - 0,06 ЕЭ/мл.
- Форма выпуска - во флаконах на одно определение с красными колпачками содержится количество ЛАЛ-реактива, необходимое для получения 0,2 мл раствора при разведении.
- Упаковка: 50 флаконов в упаковке.
- Условия хранения: - при температуре +2°C - +8°C.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.