



**Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.**

## **Bioendo™ Блокатор β-глюканов**

**КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР:**

BT10

**СОСТАВ:**

Реактив представляет собой свободный от эндотоксинов буфер с ингибитором фактора G.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Блокатор β-глюканов используется при определении эндотоксинов для блокирования глюкан-чувствительного пути G в лиофилизированном лизате амебоцитов, что делает тест более специфичным для эндотоксинов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Вместо воды для БЭТ-теста лиофилизированный лизат амебоцитов растворяют блокатором β-глюканов. Далее выполняют испытание, следуя инструкции к упаковке конкретного реактива.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Продукт предназначен для использования только в условиях *in vitro*. Не допускается использование для инъекций. Вся стеклянная и пластиковая посуда, растворители, контактирующие с блокатором β-глюканов, должны быть свободными от эндотоксинов.

**СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТОКСИНОВ:**

Содержание эндотоксинов в блокаторе β-глюканов составляет менее чем 0,005 ЕЭ/мл.

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранят при 2-30 °С.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.

Адрес: 131 Xinjia Road, Haicang Xinyang Industrial Zone, Xiamen, China

Телефон: +86-592-592-6885886

Факс: +86-592-2095294

E-mail : sales@houshiji.com

Сайт: [www.lalendotoxin.com](http://www.lalendotoxin.com)