

ЛАЛ-реактив Endosafe 1,2 мл/флак, 0,25 ЕЭ/мл 6 флак/уп

Каталожный номер R12025

Производитель Charles River Endosafe, США

РУ ФСЗ 2011/10216 от 28.07.2011

Описание

ЛАЛ-реактив предназначен для проведения ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест (методы А и В).

Чувствительность реактива указана на этикетке флакона. Каждой серии ЛАЛ-реактива соответствует серия контрольного стандарта эндотоксина, данное соответствие подтверждается сертификатом анализа, выданным производителем.

Лиофилизированный лизат клеток крови (амебоцитов) мечехвостов рода *Limulus*. Представляет собой белый порошок со специфическим запахом белка. Содержит одно- и двухвалентные катионы и буфер. Обладает большой буферной емкостью, что позволяет проверять испытуемые растворы без дополнительной подготовки образца.

Характеристики

- Чувствительность реактива - 0,25 ЕЭ/мл
- Форма выпуска - во флаконах вместимостью 10 мл содержится количество ЛАЛ-реактива, необходимое для получения 1,2 мл раствора при разведении
- Упаковка: 6 флаконов в упаковке.
- Условия хранения: - при температуре +2°C - +8°C.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.