

## ЛАЛ-реактив Endosafe КТА2 5,2 мл/флак 12 флак/уп



Каталожный номер R19000

Производитель Charles River Endosafe, США

РУ ФСЗ 2011/10216 от 28.07.2011

**Описание**

ЛАЛ-реактив предназначен для проведения ЛАЛ-теста кинетическим турбидиметрическим методом (метод С).

Чувствительность в кинетическом турбидиметрическом методе определяется выбранным диапазоном калибровочной кривой, максимальная чувствительность равна 0,005 ЕЭ/мл.

Каждой серии ЛАЛ-реактива соответствует серия контрольного стандарта эндотоксина, данное соответствие подтверждается сертификатом анализа, выданным производителем.

Лиофилизированный лизат клеток крови (амебоцитов) мечехвостов рода *Limulus*. Представляет собой белый порошок со специфическим запахом белка. Содержит одно- и двухвалентные катионы и буфер. Обладает большой буферной емкостью, что позволяет проверять испытуемые растворы без дополнительной подготовки образца.

**Характеристики**

- Максимальная чувствительность реактива - 0,005 ЕЭ/мл
- Форма выпуска - во флаконах вместимостью 10 мл содержится количество ЛАЛ-реактива, необходимое для получения 5,2 мл раствора при разведении
- Упаковка: 12 флаконов в упаковке.
- Условия хранения: - при температуре +2°C - +8°C.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.