

ЛАЛ-реактив Endosafe 1,2 мл/флак, 0,03 ЕЭ/мл



Каталожный номер R12003

Производитель Charles River Endosafe, США

РУ ФСЗ 2011/10216 от 28.07.2011

Описание

ЛАЛ-реактив предназначен для проведения ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест (методы А и В). Чувствительность реактива указана на этикетке флакона. Каждой серии ЛАЛ-реактива соответствует серия контрольного стандарта эндотоксина, данное соответствие подтверждается сертификатом анализа, выданным производителем.

Лиофилизированный лизат клеток крови (амебоцитов) мечехвостов рода Limulus. Представляет собой белый порошок со специфическим запахом белка. Содержит одно- и двухвалентные катионы и буфер. Обладает большой буферной емкостью, что позволяет проверять испытуемые растворы без дополнительной подготовки образца.

Характеристики

- Чувствительность реактива - 0,03 ЕЭ/мл
- Форма выпуска - во флаконах вместимостью 10 мл содержится количество ЛАЛ-реактива, необходимое для получения 1,2 мл раствора при разведении
- Условия хранения: - при температуре +2°C - +25°C.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.